

CONTAINER UND ZUBEHÖR


FÜR DIE STERILISATION

DENTAL-CONTAINER

Container mit Deckel. Nur der Deckel ist in Farbe.

Container avec couvercle. Seulement le couvercle est en couleur.

Containers with lid. Only lid is coloured.



Boden gelocht
Fond perforé
Bottom perforated

Artikelnummer

Numéro d'article

Item number



40

aussen | extérieur | outside 310 x 190 x 40 mm
innen | intérieur | inside 280 x 182 x 35 mm

- ER511.040E
- ER521.040E
- ER531.040E
- ER541.040E
- ER551.040E



65

aussen | extérieur | outside 310 x 190 x 65 mm
innen | intérieur | inside 280 x 182 x 55 mm

- ER511.060E
- ER521.060E
- ER531.060E
- ER541.060E
- ER551.060E



80

aussen | extérieur | outside 310 x 190 x 80 mm
innen | intérieur | inside 280 x 182 x 75 mm

- ER511.080E
- ER521.080E
- ER531.080E
- ER541.080E
- ER551.080E



100

aussen | extérieur | outside 310 x 190 x 100 mm
innen | intérieur | inside 280 x 182 x 90 mm

- ER511.100E
- ER521.100E
- ER531.100E
- ER541.100E
- ER551.100E



Edelstahlsiebkorb

Panier inox | Stainless steel wire basket
268 x 171 x 45 mm

ER590.045

Zu Modell 65, 80 und 100



Edelstahlsiebkorb


Panier inox | Stainless steel wire basket
265 x 175 x 34 mm

ES590.050

Deckel

Couvercle | Lid
265 x 175 mm

ES590.000



Edelstahlsiebkorb mit Deckel und Silikonhalterung für Dentalinstrumente

Panier inox avec couvercle et fixation Silicon pour les instruments dentaires
Stainless steel wire basket with lid and silicon holder for dental instruments
270 x 170 x 35 mm

ES592.000

Weitere Sterilisationsbehälter lieferbar • Autres containers livrables • More containers available

MINI-CONTAINER

Gelocht
Perforé
Perforated



Kleinset Container mit Deckel. Nur der Deckel ist in Farbe.
Petit set container avec couvercle. Seulement le couvercle est en couleur.
Mini container with lid. Only lid is coloured.

Artikelnummer
Numéro d'article
Item number



40

aussen | extérieur | outside 300 x 140 x 40 mm
innen | intérieur | inside 280 x 130 x 27 mm

● ER411.040E
● ER421.040E
● ER431.040E
● ER441.040E
● ER451.040E



70

aussen | extérieur | outside 300 x 140 x 70 mm
innen | intérieur | inside 280 x 130 x 55 mm

● ER411.070E
● ER421.070E
● ER431.070E
● ER441.070E
● ER451.070E



100

aussen | extérieur | outside 300 x 140 x 100 mm
innen | intérieur | inside 280 x 130 x 84 mm

● ER411.100E
● ER421.100E
● ER431.100E
● ER441.100E
● ER451.100E



Kleinset Container ohne Deckel

Petit set container sans couvercle
Mini container without lid

aussen | extérieur | outside 300 x 140 x 40 mm
300 x 140 x 70 mm
300 x 140 x 100 mm
innen | intérieur | inside 280 x 130 x 27 mm
280 x 130 x 55 mm
280 x 130 x 84 mm



Boden gelocht
Fond perforé
Bottom perforated

ER406.040E
ER406.070E
ER406.100E




Kleinset Container, nur Deckel

Petit set container, seulement couvercle
Mini container, only lid

● ER400.010E
● ER400.020E
● ER400.030E
● ER400.040E
● ER400.050E



Deckel gelocht
Couvercle perforé
Lid perforated



Drahtsiebkorb

Panier en fil métallique | Wire basket
263 x 120 x 45 mm


ER490.050

Zu Modell 70 und 100

Weitere Sterilisationsbehälter lieferbar · Autres containers livrables · More containers available

CONTAINER

Grösse
taille
size $\frac{1}{2}$



Boden gelocht
Fond perforé
Bottom perforated



Wanne gelocht – mit farbigen Griffen

Cuve perforé avec poignées en couleur

Bottoms perforated with coloured handles

Artikelnummer
Numéro d'article
Item number

100

aussen | extérieur | outside 285 x 280 x 100 mm

- ER306.100ER1
- ER306.100ER2
- ER306.100ER3
- ER306.100ER4
- ER306.100ER5

135

aussen | extérieur | outside 285 x 280 x 135 mm

- ER306.135ER1
- ER306.135ER2
- ER306.135ER3
- ER306.135ER4
- ER306.135ER5

150

aussen | extérieur | outside 285 x 280 x 150 mm

- ER306.150ER1
- ER306.150ER2
- ER306.150ER3
- ER306.150ER4
- ER306.150ER5

200

aussen | extérieur | outside 285 x 280 x 200 mm

- ER306.200ER1
- ER306.200ER2
- ER306.200ER3
- ER306.200ER4
- ER306.200ER5

260

aussen | extérieur | outside 285 x 280 x 260 mm

- ER306.260ER1
- ER306.260ER2
- ER306.260ER3
- ER306.260ER4
- ER306.260ER5



Deckel gelocht – mit integriertem Sicherheitsdeckel

Couvercle perforé avec bouton de sécurité

Lid perforated – incl. safety cover

285 x 280 mm

- ER300.010ER
- ER300.020ER
- ER300.030ER
- ER300.040ER
- ER300.050ER



Deckel gelocht
Couvercle perforé
Lid perforated

Weitere Sterilisationsbehälter lieferbar • Autres containers livrables • More containers available

Artikelnummer

Numéro d'article

Item number



Edelstahlsiebkorb

Panier inox | Stainless steel wire basket

250 x 240 x 30 mm

250 x 240 x 50 mm

250 x 240 x 70 mm


250 x 240 x 100 mm

ER390.030

ER390.050

ER390.070

ER390.100



Edelstahlsiebkorb

Panier inox | Stainless steel wire basket

253 x 243 x 30 mm

253 x 243 x 50 mm

253 x 243 x 65 mm

253 x 243 x 100 mm

ES390.030

ES390.050

ES390.070


ES390.100

Deckel mit Verschluss

Couvercle | Lid

253 x 243 mm

ES390.000



Edelstahlsiebkorb

Panier inox | Stainless steel wire basket

242 x 252 x 25 mm

242 x 252 x 45 mm

242 x 252 x 65 mm

242 x 252 x 95 mm

ES380.030

ES380.050

ES380.070


ES380.100

Deckel mit Verschluss

Couvercle | Lid

246 x 256 mm

ES380.010



Spannrahmen

Tendeur | Tenting frame

255 x 255 mm

ER395.000



Einschlagtuch blau

Drap bleu | Blue wrapping cloth

900 x 600 mm

900 x 800 mm

1300 x 450 mm

1300 x 600 mm

● **ER095.040B**

● **ER095.050B**

● **ER095.060B**

● **ER095.070B**

Weiteres Zubehör lieferbar · Autres accessoires livrables · More accessories available

CONTAINER

Grösse
taille
size **3/4**



Boden gelocht
Fond perforé
Bottom perforated



Wanne gelocht – mit farbigen Griffen

Bassine perforée avec poignées en couleur

Tub perforated with coloured handles

100

aussen | extérieur | outside 465 x 280 x 100 mm

- ER206.100ER1
- ER206.100ER2
- ER206.100ER3
- ER206.100ER4
- ER206.100ER5

135

aussen | extérieur | outside 465 x 280 x 135 mm

- ER206.135ER1
- ER206.135ER2
- ER206.135ER3
- ER206.135ER4
- ER206.135ER5

150

aussen | extérieur | outside 465 x 280 x 150 mm

- ER206.150ER1
- ER206.150ER2
- ER206.150ER3
- ER206.150ER4
- ER206.150ER5



Deckel gelocht – mit integriertem Sicherheitsdeckel

Couvercle perforé avec bouton de sécurité
Lid perforated – incl. safety cover
465 x 280 mm


- ER200.010ER
- ER200.020ER
- ER200.030ER
- ER200.040ER
- ER200.050ER



Deckel gelocht
Couvercle perforé
Lid perforated

Weitere Sterilisationsbehälter lieferbar • Autres containers livrables • More containers available


Artikelnummer
 Numéro d'article
 Item number



Edelstahlsiebkorb

Panier inox | Stainless steel wire basket
 400 x 250 x 30 mm
 400 x 250 x 50 mm
 400 x 250 x 70 mm
 400 x 250 x 100 mm

ER290.030
ER290.050
ER290.070
ER290.100



Edelstahlsiebkorb mit Deckel

Panier inox avec couvercle | Stainless steel wire basket

Edelstahlsiebkorb


Panier inox | Stainless steel wire basket
 405 x 253 x 30 mm
 405 x 253 x 50 mm
 405 x 253 x 65 mm
 405 x 253 x 100 mm

ES290.030
ES290.050
ES290.070
ES290.100

Deckel

Couvercle | Lid
 405 x 253 mm

ES290.000



Edelstahlsiebkorb

Panier inox | Stainless steel wire basket
 405 x 252 x 25 mm
 405 x 252 x 45 mm
 405 x 252 x 65 mm
 405 x 252 x 95 mm

ES280.030
ES280.050
ES280.070
ES280.100

Deckel

Couvercle | Lid
 409 x 256 mm

ES280.010



Polysteribox

Wiederverwendbarer Sterilisier-, Transport- und Lagercontainer

Container réutilisable pour stérilisation, transport et stockage
 Reusable sterilisation, transport and storage container


185 x 145 x 59 mm

Mit Life-Time-Filter
 avec life-time filter
 with life-time filter

● **EP906.001**

208 x 111 x 55 mm


● **EP909.001**



Die Polysteribox besteht aus durchsichtigem, hochstabilem, bis 150°C temperaturbeständigem Kunststoff. Sie ist dadurch besonders geeignet für das vom Robert-Koch-Institut empfohlene Verfahren der «Dampfsterilisation unter Vakuum» (autoklavieren) bei 121°C bzw. 134°C. Die Polysteribox eignet sich ausserdem für die Plasma-(STEARRAD)- und Gas-Sterilisation (mit Formaldehyd/Ethylenoxid) bei max. 65°C und doppelter Entgasungszeit. Deckel und Unterteil der Box schliessen ohne Dichtung hermetisch und sind durch die Henle'sche Schleife bakterien dicht. Life-Time-Filter: Dauerfilter für die Lebenszeit der Box.

Artikelnummer

Numéro d'article
Item number




Die Matte kann auf das gewünschte Mass zugeschnitten werden

Le tapis peut être coupé sur la mesure désirée
The mat can be cut to the desired dimensions


blau | bleu | blue

270 x 125 mm
245 x 245 mm
150 x 120 mm
260 x 160 mm
220 x 230 mm
380 x 230 mm
440 x 230 mm
500 x 230 mm
545 x 255 mm
570 x 550 x 19 mm

ER850.000B
ER851.000B
ER852.025B
ER852.050B
ER852.000B
ER852.100B
ER852.200B
ER852.300B
ER854.400B
ER854.500B



495 x 275 x 10 mm



ER853.200V
ER853.200G
ER853.200O
ER853.200B

Weiteres Zubehör lieferbar • Autres accessoires livrables • More accessories available

Artikelnummer

Numéro d'article

Item number



Aluminium-Kennzeichnungsschilder

Signes en aluminium | Aluminium tag

**Laser-Beschriftung
der Schilder möglich**

- ER821.020
- ER821.030
- ER821.040
- ER821.050
- ER821.060
- ER821.070
- ER821.080
- ER821.100



Sicherheitssiegel, blau, 100 Stück

Sceaux de sécurité, bleu, 100 pièces

Plastic security seal pack, blue, 100 pieces

ER819.000W



Indikatorenketten, 100 Stück

Etiquettes indicateur, 100 pièces

Indicator paper labels, 100 pieces

Für Mini- und Dental-Container

Pour containers mini et dentaires

For mini and dental containers

ER812.000



Indikatorenketten, 100 Stück

Etiquettes indicateur, 100 pièces

Indicator paper labels, 100 pieces

Für 1/1, 3/4, 1/2, Flach- und Grossraumcontainer

Pour containers 1/1, 3/4, 1/2, plats et grands

For 1/1, 3/4, 1/2, flat and large containers

ER810.000



Einwegpapierfilter, 100 Stück

Filtres en papier, à usage unique, 100 pièces

Disposable paper filter, 100 pieces

235 x 118 mm

Für Mini- und Dental-Container

Pour containers mini et dentaires

For mini and dental containers

ER802.000

Einweg | à usage unique | disposable



Einwegpapierfilter, 100 Stück

Filtres en papier, à usage unique, 100 pièces

Disposable paper filter, 100 pieces

190 mm

Für 1/1, 3/4, 1/2, Flach- und Grossraumcontainer

Pour containers 1/1, 3/4, 1/2, plats et grands

For 1/1, 3/4, 1/2, flat and large containers

ER800.000

Einweg | à usage unique | disposable

Weiteres Zubehör lieferbar • Autres accessoires livrables • More accessories available

TRANSPORTWAGEN

Lagerung, Transport und Bereitstellung von Sterilgut

Stockage, transport et préparation de produits stériles

Storage, transport and preparation of sterile goods

Artikelnummer

Numéro d'article

Item number



Sterilgut-Transportwagen geschlossen mit 2 Ablageborden zur Aufnahme von maximal 6 x 1 StE (60 x 30 x 30 cm)

Chariot transporteur fermé avec 2 étagères pour charger

6 x 1 unité de stérilisation (60 x 30 x 30cm)

Closed transport trolley for sterile goods with 2 carrying shelves for loading

maximum 6 x 1 sterilization unit (60 x 30 x 30 cm)

850 x 720 x 1465 mm

ES916.230



Sterilgut-Transportwagen mit 3 Ablagen CNS (Chrom-Nickel-Stahl)

Chariot transporteur avec 3 étagères CNS (acier au nickel-chrome)

Transport trolley with 3 shelf boards CNS (chromium-nickel steel)

900 x 600 x 940 mm

Ablageebene | plateau 800 x 500 mm

ES915.560

1100 x 700 x 940 mm

Ablageebene | plateau 1000 x 600 mm

ES915.565



Sterilgut-Transportwagen mit 2 Ablagen CNS (Chrom-Nickel-Stahl) 3-seitige KST-Galerie oben

Chariot transporteur avec 2 étagères CNS (acier au nickel-chrome)

avec galerie KST sur 3 côtés

Transport trolley with 2 shelf boards CNS (chromium-nickel steel)

with 3-sided KST gallery

625 x 425 x 800 mm

720 x 625 x 800 mm

940 x 625 x 800 mm

ES915.011

ES915.013

ES915.016

625 x 425 x 1000 mm

720 x 625 x 1000 mm

940 x 625 x 1000 mm

ES915.211

ES915.213

ES915.216

Höhe 800 mm oder 1000 mm

Hauteur 800 mm ou 1000 mm

Height 800 mm or 1000 mm

Weitere Transportwagen auf Anfrage lieferbar • Autres chariot transporteur livrables • More transport trolley available



UNSER SERVICE IST IHR VORTEIL

- Sterilisatoren in allen Grössen:
 - alle Bereiche der Medizin
 - Laborbereich, vertikale und horizontale Geräte
 - Industrie
 - Pharmabereich
 - Abfallsterilisation
- Plasmasterilisatoren (Niedertemperatur)
- Thermodesinfektoren
- Bettpfannenspülgeräte
- Wasserenthärtung und Aufbereitung von demineralisiertem Wasser
- Ultraschallbäder mechanisch, elektronisch
- Folienschweissgeräte, vom einfachen Gerät bis zum Gerät mit Codedrucker
- Verpackungsmaterial
- Kontrollstreifen und Tests für Sterilisatoren, Thermodesinfektoren und Folienschweissgeräte
- Validierungen von Sterilisatoren, Thermodesinfektoren und Folienschweissgeräten aller Marken in Zusammenarbeit mit **Vali-Suisse**

UNSER SERVICE IST IHR VORTEIL

- Unsere Spezialisten revidieren Ihr Gerät direkt bei Ihnen vor Ort.
- Kompetent, schnell und kostengünstig.